



PEVAPLUS

Die milde **Hautreinigungs-Lotion**

EIGENSCHAFTEN

PEVAPLUS ist eine milde Hautreinigungs-Lotion zur Entfernung von leichten Verschmutzungen, wie z.B. in Büro und Verwaltung, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten, etc.

- ✓ ist hautfreundlich durch rückfettende Substanzen.
- ✓ ist auch geeignet für die Reinigung des ganzen Körpers.

BESCHAFFENHEIT

PEVAPLUS besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen.

- enthält ein synergistisch wirkendes Tensidsystem.
- enthält ein ausgewogenes Rückfettungssystem mit Glycerinderivaten.
- ist ein farblich neutrales, perglänzendes Hautreinigungsmittel.
- ist pH-hautneutral
- ist silikonfrei
- ist dermatologisch mit „sehr gut“ getestet.
- hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung in der Praxis bewährt.

ANWENDUNG

PEVAPLUS auf die feuchte Haut geben und einreiben.
Anschließend mit Wasser abspülen und abtrocknen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

PEVAPLUS ist eine perglänzende, leicht viskose Lotion, parfümiert.

pH-Wert: 5,4 – 5,8

Dichte: ca. 1 g/cm³ (20°C)

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

PEVAPLUS unterliegt der EU-Kosmetikverordnung und in Deutschland dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Alle unsere kosmetischen Produkte werden nach GMP (Good Manufacturing Practice) hergestellt.

LAGERUNGSHINWEIS

PEVAPLUS ist in geschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

HAUTPFLEGE HINWEISE

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur Prävention von Hautschädigungen ein entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare Hautschutz-Lotion **PEVAPERM**).

Nach der Arbeit sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben werden (z.B. mit **PEVALIND**, der wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).

WEITERE INFORMATIONEN

Gruppenmerkblätter, Spezifikationen und dermatologische Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung. Zertifikat: Das Produkt **PEVAPLUS** bestand die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit "sehr gut".

SPENDERSYSTEME

- **Metallspender** - für 1 l Flasche, mit Sichtfenster, abschließbar
- **Kunststoffspender** - für 1 l Flasche mit transparenter Verschlussblende, mit/ ohne Abtropfschale
- **Kunststoffspender** - für 1 l Flasche, aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter
- **VOORMATEC SF2** - Kunststoffspender für 1 l und 2 l Softflaschen
- **PEVAMAT SF** - Edelstahlspender für 1 l und 2 l Softflaschen (verschiedene Varianten erhältlich)

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Glycerin, Citric Acid, Parfum, Benzyl Alcohol, PPG-2 Methyl Ether, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Deceth-8, Iodopropynyl Butylcarbamate

GEBINDEGRÖSSEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN



6 x 0,5 l Spenderflasche



10 x 1 l Flasche



6 x 2 l Softflasche



1 x 10 l Kanister